

ALINCO

クッションマッサージ めぐり

MCR8116

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

● 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この製品はクッションマッサージ 電気式めぐりMCR8116を包装し上げた状態でございます。開封によりがらみがございます。

この取扱説明書は、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく説明しています。

本製品をご使用になる際には、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。事故や故障を防止するため、説明書に示した通りに正しくお使いください。また、本製品に付いた警告、注意は常にいつでもお守りされるよう、すぐに車のほかの場所へ大切に保管してください。

※、本製品の適用範囲・使用法は必ず、本取扱説明書、商品説明書を確認してください。

※取組の書類は簡易紙です。

INDEX

安全のため
必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称

使用方法

使用例

使用上の注意・
お手入れ方法など
故障かな？と思う前に

1

各部の名称

梱包をあげましたら電源を入れる前に、必ず付属品が揃っているかご確認ください。

■ 本 体



●使用の際は、専用ACアダプターのコードを、ACアダプター本体や製品本体に強く巻きつけたりしないでください。断線や短絡・発火の原因になります。

■ 操作部



●電源ボタン

電源ボタンを押すともみ玉のランプが緑色に点灯し、マッサージが開始されます。
もう一度電源ボタンを押すとヒーターがONとなりランプが赤色に点灯します。
再度電源ボタンを押すと電源OFFとなります。

ヒーター〔切〕にもみ玉のランプが緑色に点灯します。
ヒーター〔入〕にもみ玉のランプが赤色に点灯します。

■ 仕様と効果・効能について

使用目的・効果または効能

あんま・マッサージの代用、一般家庭で使用するこゝと。

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉のコリ・疲れをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の緩和


特 長

- クッション部のもみ玉が筋肉を力強くマッサージします。
- もみ玉にはヒーター機能（人肌程度）を内蔵しています。
- 約15分で自動停止するオートオフタイマーを内蔵しています。

使用方法

■ご使用前に、必ず次の項目を確認してください。


1 本体に専用ACアダプターのプラグをつなめます

[illegible]

⚠ 警告
本製品は真鍮の専用
ACアダプター以
外を使用しないで
ください。液漏を
原因、過熱、発火の
原因になります。

2. 専用ACアダプターを本体同梱コンセントに差し込みます。

裏面にアダプターをコンパットに押し込んでください。



3. マッサージを開始します



ちみ玉が紅色に点灯し、マッサージを開始します。
※この時点で15分タイマーが作動します。



ヒーターが作動し、もみ玉が赤色に点灯します。
ヒーターは人間程度に温まり、マッスルをアシストします。



もみ玉のランプが消灯し、マッサージを終了します。
マッサージ終了後は、黒田川にアザブダーをコンテナから出してください。

オートオフ機能について

開始後 15 分経過すると、自動的にマッサージが停止します。



- 同時に15分程度すると顔面タイマーが作動し、自動的にマッサージが開始します。
- マッサージは15分～以上10分以内でも可。また同時に顔面タイマーはマッサージが10分を超えても、身体へ必要以上の刺激を与え、正効果となる恐れがありません。
- マスターロックによってお肌表面が熱くなるのは、いったん温度を口内にして、お肌表面で冷やされることでお肌の温度が下がります。

使用例

■ 様々な使用方法



- マッサージをする際には、本体を落としたときにけがをしないよう十分注意して使用してください。
- 使用例以外のマッサージは行わないでください。また、直接骨節にあたる部位には使用しないでください。

使用上の注意

★痛みを我慢して続けるマッサージは お止めください。

※痛みを我慢して続けるおそれがあるため、おまけの電源
では使用せず、コンセントなどおてがい使用してください。
おまけの電源が枯すときは、コンセントをおてがい
電源を調整してください。

- 人により必要なマッサージの時間・回数異なります。
- 痛みを我慢して続けるマッサージは効果が無いばかりか新陳代謝
促進を促すほど逆効果になります。
- 痛みを少しでも感じた場合は、すぐに使用を中止してください。



▲警告

- マッサージは15分以上しないでお過ごし、血行同じ部位へ3分以上マッサージしないでお過ごし。
長時間へ必要以上の刺激を与え、逆効果になる恐れがあります。
- アクセサリーなど使い終わるのをつけて使用しないでお過ごし。けがや事故の恐れがあります。
- 患部骨部にあたる部位には使用しないでお過ごし。
- 本体の上に座った状態を固いおししないでお過ごし。腰痛の増加や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 暖気がする時、また、暖気がするの使用はお止めください。事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご利用にならないでお過ごし。けがや事故の恐れがあります。

お手入れ方法など

■お手入れ方法（本製品を長寿にむたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭きとってください。）

- お手入れの際は、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品を長寿にむたり清潔・快適にお使いいただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。
また、汚れ等が落ちない場合は、中性洗剤のうすめ湯で拭き取ってください。この際、ランナー系や
強い酸性の洗剤でのお手入れはお止めください。シミや変形の原因になります。

■保管および廃棄について

- 子供の手の届くところに置かないでお過ごし。
- 湿度、温度の高いところや、直射日光の当たるところに置かないでお過ごし。
- 廃棄は必ず各自治体の指示に従ってください。



故障かな？と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

| 症 状 | チェック箇所 |
|-------|--|
| ●動かない | <ul style="list-style-type: none"> ○ 専用ACアダプターがコンセントに差し込まれていますか？ ○ 専用ACアダプターケーブルと本体側ケーブルはしっかり差し込まれていますか？ ○ 長期間の使用で本体が熱くなっていますか？ （長時間使用時間を置いて本体内部の温度を下げてから使用してください。） |
| ●停止する | <ul style="list-style-type: none"> ○ 電源ボタンを押していませんか？ モーター回転によって安全装置が働いた場合は、いったん電源をOFFにして、 1分程度待ってから再度電源をONにしてください。 ○ 約15分経過していませんか？自動タイマーが作動しています。 |

●保証書など、資料が破損しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず下記のカスタマーサービスデスクに相談ください。
お問い合せは カスタマーサービス課 ☎ 0120-30-4515 受付時間 9:00~18:00 休...PM12:30~1:00 土日祝日を除く

使用上の注意・お手入れ方法など
故障かな？と思う前に

保証書

この度は、本商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生したときは保証規約により無償修理をいたします。

保証規約

- 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは弊社のサービス部門にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証は適用されません。
 - a. 取扱説明書記載以外の誤操作、取扱いの不注意
 - b. 天災、火災、地震などによる外部要因による損傷及び故障
 - c. 水、油、水かぶりなどが原因で生じた故障
 - d. お買い上げ時のお客様による輸送、移動、落下など
 - e. 設置上の不備
 - f. 貴社規定の修理取扱所以外で行われた修理などによる故障
 - g. 本製品本来の使用目的以外の使用
 - h. 悪用などの不特定多数による使用
 - i. 日本国外でのご使用の場合
 - j. 本保証書をご提供いただけない場合
- 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については運賃、諸費用は別別としてお客様にてご負担願います。
- 保証期間期間はご購入日から1年間です。
- 保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本保証書は両発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。
但し、本保証書は商品と一緒に梱包されておきますので、販売店印がもらえないことがあります。
その際は、レシートをごここに添付して、販売店印の代わりにして下さい。

| | | | |
|--------|-----|------|-------|
| ご購入店名 | (印) | おなまえ | |
| | | おところ | 〒 |
| ご購入年月日 | | 電話番号 | () - |

※お客様にご記入いただいた保証書(個人領用)は、本部、サービスに利用させていただきますのでご了承ください。

アルインコ株式会社 フィットネス事業部 大阪府高槻市三島江1-1-1

■製品仕様

| | |
|-----------|------------------------|
| 管理基準番号 | 電 用 電 圧 |
| 一 般 的 名 称 | AC100V(50/60Hz) |
| 型 号 名 | 定格消費電力 |
| 品 目 | 11.0W(電動機 7W/電動機 4.0W) |
| 販売店別型番 | 定 用 時 間 |
| 販売店別型番 | 15分 |
| 製造販売元 | 品 名 材 質 |
| 販売店別型番 | 本体：プラスチック |
| 仕 産 所 | ABS(アクリロニトリル・ブタジエンス |
| 生 産 国 | チレン系着色色粉使用) |
| 型 号 名 | カラー：ポリエスチル |
| 型 号 名 | 【品名】アプター-605 |
| 型 号 名 | 【型番】A020412015000 |
| 型 号 名 | |

この保証書は、本書に明示した範囲、条件のもとにおいて無償修理を約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を実行している際(保証書交付)、及びそれ以外の事項
者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の
修理などについてご不承の場合は、お買上の販売店または弊社カスタマーサービス部まで
お問い合わせください。

なお、この製品の暗黙の性能保証の保有期間は、製造日より、約2年です。
詳しくは、弊社のカスタマーサービス部までお問い合わせください。

この製品の
WEBページはこちら



アルインコ株式会社
フィットネス事業部カスタマーサービス課

フリーダイヤル **0120-30-4515**

【受付時間】PM4:00～PM12:00(土日祝日を除く)

【受付時間】FAX:078-678-6410 Email:fitness@alinc.co.jp

※お問い合わせの際は、お買上の品名・型番・保証書の番号をお知らせください。

FN1 保証書